

MBKN3
GANT NITRILE SAFETOUCH® BLACK LITE
Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III, non poudré

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité.
- Bonne dextérité.
- Confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations.
- Ultra confortable, cette génération permet une excellente extensibilité et un confort optimal.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.

RECOMMANDATIONS


- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les produits chimiques testés et les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch® Black Lite
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Noir
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,07 (± 0,02mm)
Épaisseur des doigts :	0,10mm (± 0,02mm)
Longueur du gant :	≥ 240 mm
Poids unitaire (M) :	3,5g (± 0,2)
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
MBKN3-6XS	T 6	XS
MBKN3-7S	T 7	S
MBKN3-8M	T 8	M
MBKN3-9L	T 9	L
MBKN3-10XL	T 10	XL

Marquage sur le conditionnement:



INDUSTRIES

Santé / Médical / Dentaire / Industrie / Alimentaire

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et du Règlement 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004 et de l'Arrêté français du 05 Août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tout type de denrée.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

A usage unique, ne pas réutiliser.






Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de vie du produit: 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton				Caractéristiques boîte distributrice		Code couleur boîte et carton
Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille mm	QTE	Couleur
MBKN3-6XS		4,1				
MBKN3-7S		4,7				
MBKN3-8M	262x 252 x 270	5,1	60 cartons (5 couches de 12 cartons)	245 x 125 x 48	10 boîtes distributrices de 100 unités	
MBKN3-9L		5,3				
MBKN3-10XL		6,2				

Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
MBKN3-6XS	3 662 036 020 802	3 662 036 020 857
MBKN3-7S	3 662 036 020 819	3 662 036 020 864
MBKN3-8M	3 662 036 020 826	3 662 036 020 871
MBKN3-9L	3 662 036 020 833	3 662 036 020 888
MBKN3-10XL	3 662 036 020 840	3 662 036 020 895